

-80°C全自动生物样本库 *-80°C Automatic biological sample library*



产品特点 *Product feature*

- ◆ 制冷：全自动样本库采用全新的双机复叠制冷技术，具有低功耗、低噪声的特点。
- ◆ 库体：智能立库设计，具有高容积率、模块化的特点，可灵活匹配各类场地。
- ◆ 容量：存储容量 20 万 ~ 1000 万份。
- ◆ 通用性：主流冻存管、板架的兼容存储。
- ◆ 安全性：两套独立制冷机组（一备一用），同时配备液氮制冷系统。
- ◆ 样本管理系统：高度的智能化、信息化，支持 HIS\LIMS 等。

产品参数 *Product parameter*

产品型号	样本库尺寸 (m)	冻存管类型	样本容量
RBS50	4.6*3.2*2.9 (尺寸可定制)	0.75mL	50 万份
RBS100	4.6*4.3*2.8 (尺寸可定制)	0.75mL	100 万份
RBS200	11.8*3.2*2.9 (尺寸可定制)	0.75mL	200 万份



专业技术服务于生物医药
Expertise In Bio-pharmaceutical

此样本版权属于东富龙所有，任何个人或企业不得转载。部分图片，数据不一定与标准配置相同，东富龙保留更改权，欲了解更多信息，敬请登陆公司官方网站。

Tofflon 东富龙 东富龙生命科技有限公司

公司地址：上海市闵行区都会路139号二幢3楼

邮政编码：201108

联系电话：021-64909996-338

官网网址：www.tofflon-me.com

Address: No.1509,Duhui Road,Shanghai,China 201108

Tel: +86 21 6490 1123 / 6490 6201

Fax: +86 21 6490 5148 / 6490 6202

E-mail: info@tofflon.com(sales)

service@tofflon.com(service)